



หมายเลขทะเบียน 4141/57

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences  
315/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0 2354 5310 หรือ โทร.ทบ. 85158

## ใบคำขอส่งตรวจโรคติดเชื้อ Rickettsia โดยวิธี IFA

โดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189: 2012, ISO 15190: 2003

### แผนกพยาธิวิทยา กองวิจัย

(กรณมาเขียนด้วยตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ)

ชื่อผู้ป่วย \_\_\_\_\_ เพศ  ชาย  หญิง อายุ \_\_\_\_\_ ปี \_\_\_\_\_ เดือน

เลขที่ทั่วไป \_\_\_\_\_ วันที่เก็บตัวอย่าง \_\_\_\_\_

แพทย์ผู้ส่ง \_\_\_\_\_

#### ชนิดของสิ่งส่งตรวจ

Clotted Blood  Serum  CSF  อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### ส่งตรวจ Rickettsia ด้วยวิธี IFA (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

Scrub typhus (IgM และ IgG)

Murine typhus (IgM และ IgG)

Tick typhus (IgM และ IgG)

ค่าส่งตรวจ ค่าส่งตรวจ 1 รายการ 700 บาท

ค่าส่งตรวจ 2 รายการ 800 บาท

ค่าส่งตรวจ 3 รายการ 900 บาท

#### ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ส่งส่งตรวจ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ สถานที่ติดต่อ \_\_\_\_\_

#### วิธีเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจ Rickettsia antibodies (IgM และ IgG)

1. **Clotted Blood (เลือด)** วิธีเก็บ: เจาะเลือดปริมาณไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดเก็บเลือด พร้อมระบุชื่อและวันที่เก็บให้ชัดเจนที่ข้างหลอด และนำส่งห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อรีคเก็ตเซีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ภายในไม่เกิน 6 ชั่วโมง หลังจากเจาะเลือด

2. **Serum (น้ำเหลือง)** วิธีเก็บ: เจาะเลือดปริมาณไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร ปั่นแยกน้ำเหลืองที่ความเร็ว 3,000 รอบ/นาที นาน 5 นาที เก็บแยกน้ำเหลืองใส่หลอดทดลอง ปิดฝาพร้อมระบุชื่อและวันที่เก็บให้ชัดเจนที่ข้างหลอด และนำส่งห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อรีคเก็ตเซีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

3. **CSF (น้ำไขสันหลัง)** วิธีเก็บ: เจาะน้ำไขสันหลังปริมาณไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดสะอาด ปิดฝาพร้อมระบุชื่อและวันที่เก็บให้ชัดเจนที่ข้างหลอด และนำส่งห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อรีคเก็ตเซีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
หมายเหตุ - ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ทันเวลาภายใน 24 ชั่วโมงให้เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

- ชำระเงินค่าตรวจ ณ ห้องจัดเก็บเงินรายได้ และส่งสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อรีคเก็ตเซีย ตึกปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00 น.

- เพื่อยืนยันผลการตรวจ ควรส่งเลือดหรือ Serum ครั้งที่ 2 ระยะห่าง 5-10 วัน (Second serum)

- ประกันเวลาดทดสอบ (Turnaround time (TAT): 3 วันทำการ)